

Termômetro infravermelho sem contato: SIMZO HW-F7

Termômetro infravermelho sem contato

Modo de uso:

- Aperte o botão principal em forma de gatilho para ligar o termômetro, depois de dois beeps o visor mostrará a temperatura da última medição e estará pronto para o uso.
- Verifique se o termômetro se encontra na função “body” (símbolo representado por um rosto) para medidas em corpos , ou na função “surface”(símbolo representado por uma mamadeira) para medidas em superfícies.
- Mantenha uma distância de 5 a 8 cm entre o termômetro e o meio da testa do alvo, aperte o gatilho de temperatura e após o beep, aparecerá valor da temperatura em °C ou °F.
- Para mudar entre Celsius (°C) e Fahrenheit (°F) aperte o botão “C/F” localizado embaixo do display de temperatura.
- Para mudar entre medição de temperatura corporal e superfície , aperte o botão “Mode”, localizado embaixo do display de temperatura.
- Após 30 segundos de inatividade, o termômetro desligará sozinho.
- Memória com capacidade de armazenar até 10 medições (botão “MEM” localizado em baixo do display de temperatura).
- Necessário 2 pilhas AAA alcalinas (NÃO INCLUSO)